

# Tastenkombinationen

## Gründe für die Verwendung von Tastenkombinationen

Tastaturkürzel ermöglichen es Ihnen, Viso zu verwenden, ohne die Hände von der Tastatur zu nehmen. Verwenden von Tastenkombinationen kann auch bei der Vorbeugung von Erkrankungen durch wiederholte Belastung (Mousearm) helfen. Tastenkombinationen sind nur verfügbar, wenn das entsprechende Menü oder Fenster aktiv ist. Viso verfügt über Tastenkombinationen für:

- [Allgemeine Funktionalität](#)
- [Die Registerkarte Sessions](#)
- [Die Registerkarte Codes \(Anmerkungsmodul\)](#)
- [Sitzungen aufzeichnen](#)
- [Kamera mit CH products RS Desktop joystick steuern](#)
- [Sitzungen wiedergeben](#)
- [Das menu](#)

Wenn Sie die Viso-Terminologie ändern, bleiben die Tastenkombinationen unverändert. Wenn Sie beispielsweise **Locations** in "Räume" ändern, ist die Tastenkombination zum Öffnen der Registerkarte "Räume" immer noch Alt+L.

## Allgemeine Funktionalität

<b>Strg + L</b>	An-/Abmeldung	
<b>F1</b>	Viso-Hilfe öffnen	
<b>Alt + F4</b>	Beenden Sie Viso	
<b>Alt + D</b>	Dashboard öffnen	
<b>Alt + L</b>	Registerkarte <b>Locations</b> (Speicherorte) öffnen	L
<b>Alt + S</b>	Öffnen Sie die Registerkarte <b>Sessions</b> (Sitzungen)	
<b>Alt + H</b>	Öffnen Sie die Registerkarte <b>Scheduler</b>	L
<b>Alt + C</b>	Öffnen Sie die Registerkarte <b>Codes</b>	L,A
<b>Alt + G</b>	Fenster <b>Groups</b> (Gruppen) öffnen	L

L – verfügbar für Benutzer mit einer Rolle, die die Aktion zulässt.

A – nur mit dem Anmerkungsmodul verfügbar.

Sie können die Tastenkombinationen anzeigen, indem Sie mit der Maus über die Menüpunkte fahren.

# Die Registerkarte Sessions

<b>Del</b>	<b>Sessions</b> (Sitzungen) löschen	L
<b>F2</b>	<b>Session</b> (Sitzung) umbenennen	L

L – verfügbar für Benutzer mit einer Rolle, die die Aktion zulässt.

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Sitzung auswählen müssen, bevor Sie die Tastenkombinationen verwenden können. Sie können eine Sitzung auswählen, indem Sie auf die Pfeiltasten nach unten oder oben auf Ihrer Tastatur klicken.

# Die Registerkarte Codes (Anmerkungsmodul)

<b>Del</b>	Codelisten löschen	L
------------	--------------------	---

L – verfügbar für Benutzer mit einer Rolle, die die Aktion zulässt.

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Codeliste auswählen müssen, bevor Sie die Tastenkombination verwenden können.

# Sitzungen aufzeichnen

<b>Backspace</b>	Sitzung beenden	L
<b>Strg + Umschalt + R</b>	Aufnahme starten / stoppen	L
<b>Strg + [n]</b>	Aktivieren / Deaktivieren von PTZ im Video [n]	L
<b>Strg + Umschalt + [</b>	Speichern Sie die 1. PTZ-Voreinstellung	L
<b>Strg + Umschalt + ]</b>	Speichern der 2. PTZ-Voreinstellung	L
<b>Strg + [</b>	Zurück zur 1. gespeicherten PTZ-Voreinstellung	L
<b>Strg + ]</b>	Zurück zur 2. gespeicherten PTZ-Voreinstellung	L
<b>Ziffernblock 1</b>	Kamera nach links nach unten bewegen	L
<b>Ziffernblock 2</b>	Kamera nach unten bewegen	L
<b>Ziffernblock 3</b>	Kamera nach rechts nach unten bewegen	L
<b>Ziffernblock 4</b>	Kamera nach links bewegen	L
<b>Ziffernblock 6</b>	Kamera nach rechts bewegen	L
<b>Ziffernblock 7</b>	Kamera nach links nach oben bewegen	L
<b>Ziffernblock 8</b>	Kamera nach oben bewegen	L
<b>Ziffernblock 9</b>	Kamera nach rechts nach oben bewegen	L
<b>Ziffernblock +</b>	Vergrößern	L
<b>Ziffernblock -</b>	Verkleinern	L

<b>Alt + [n]</b>	Push-to-Talk in der Kamera aktivieren [n]	L
<b>Strg + Umschalt + [n]</b>	Nur Video anzeigen [n]. Drücken Sie es erneut oder drücken Sie <b>Esc</b> , um alle zuvor sichtbaren Videos anzuzeigen.	L
<b>Esc</b>	Alle zuvor sichtbaren Videos anzeigen (nach Doppelklick auf ein Video oder Drücken von <b>Strg + Umschalt + [n]</b> )	L
<b>Strg + O</b>	Codeliste auswählen	L,A
<b>Strg + R</b>	Bemerkung hinzufügen	L,A
<b>Del</b>	Markierung/Bemerkung löschen	L,A
<b>Strg + Q</b>	Wechseln Sie während des Kommentierens zwischen den Registerkarten "Motive" und "Markierungen".	L,A
<b>Nach oben</b>	Nächsten Standort in der Karussellsteuerung öffnen	L,M
<b>Bild nach unten</b>	Vorherigen Speicherort in der Karussellsteuerung öffnen	L,M
<b>Alt + C</b>	Wechseln Sie zur Registerkarte Codes	L,A
<b>Alt + E</b>	Wechseln Sie zur Registerkarte Events (Ereignisse)	L,A
<b>Alt + P</b>	Wechseln Sie zur Registerkarte Participants (Teilnehmer)	L
<b>Umschalt + [n]</b>	Video stummschalten/aufheben [n]	
<b>Umschalt + M</b>	Stummschalten/Aufheben der Stummschaltung aller Videos auf einmal	

L – verfügbar für Benutzer mit einer Rolle, die die Aktion zulässt.

A – nur mit dem Anmerkungsmodul verfügbar.

M - Das Setup-Konto wählte die Aufzeichnung an mehreren Standorten.

## Kamera mit CH products RS Desktop joystick steuern

Viso unterstützt den CH products RS Desktop joystick für die Schwenk-, Neige- und Zoomsteuerung von IP-Kameras. Der Joystick und die Tasten sind wie folgt vordefiniert:

Joystick	Schwenken, Neigen, Zoomen	
<b>1</b>	Aktivieren / Deaktivieren von PTZ im Video [1]	L
<b>2</b>	Aktivieren / Deaktivieren von PTZ im Video [2]	L
<b>3</b>	Aktivieren / Deaktivieren von PTZ im Video [3]	L
<b>4</b>	Aktivieren / Deaktivieren von PTZ im Video [4]	L
<b>5</b>	Zurück zu Voreinstellung 1	L
<b>6</b>	Zurück zu Voreinstellung 2	L

L – verfügbar für Benutzer mit einer Rolle, die die Aktion zulässt.

## Sitzungen wiedergeben

<b>Leertaste</b>	Wiedergabe / Pause	
<b>Strg + Rücktaste</b>	Schnelle Überprüfung	
<b>Backspace</b>	Sitzung beenden	
<b>Alt + B</b>	Sitzung beenden	
<b>Strg + Umschalt + [n]</b>	Nur Video anzeigen [n]. Drücken Sie es erneut oder drücken Sie <b>Esc</b> , um alle zuvor sichtbaren Videos anzuzeigen.	
<b>Esc</b>	Alle zuvor sichtbaren Videos anzeigen (nach Doppelklick auf ein Video oder Drücken von <b>Strg + Umschalt + [n]</b> )	
<b>Strg + O</b>	Codeliste auswählen	L,A
<b>Strg + R</b>	Bemerkung hinzufügen	L,A
<b>Del</b>	Markierung/Bemerkung löschen	L,A
<b>F2</b>	Bemerkung bearbeiten	L,A
<b>F7</b>	Highlight erstellen (nur im Ereignisprotokoll)	
<b>Strg + S</b>	Speichern von Änderungen am Ereignisprotokoll	L
<b>Strg + ?</b>	Zur nächsten Veranstaltung springen	
<b>Strg + ?</b>	Zur vorherigen Veranstaltung springen	
<b>Alt + C</b>	Wechseln Sie zur Registerkarte Codes	L,A
<b>Alt + E</b>	Wechseln Sie zur Registerkarte Events (Ereignisse)	L,A
<b>Alt + P</b>	Wechseln Sie zur Registerkarte Participants (Teilnehmer)	L
<b>Umschalt + [n]</b>	Video stummschalten/aufheben [n]	
<b>Umschalt + M</b>	Stummschalten/Aufheben der Stummschaltung aller Videos auf einmal	

L – verfügbar für Benutzer mit einer Rolle, die die Aktion zulässt.

A – nur mit Anmerkungsmodul verfügbar

## Das Menu

<b>Alt + F</b>	Menu öffnen	
<b>V</b>	Viso-Hilfe öffnen	
<b>T</b>	Fenster Settings (Einstellungen) öffnen	
<b>U</b>	Fenster User management (Benutzerverwaltung) öffnen	L
<b>Alt + G</b>	Gruppen hinzufügen	L
<b>E</b>	Fenster Audit-Log exportieren öffnen	L

<b>O</b>	Ermöglicht die Auswahl von Viso Home Page oder Kundensupport-Center	
<b>D</b>	Öffnen Sie das Upgrade-Fenster	L
<b>Ein</b>	Öffnen Sie das Fenster About Viso (Über Viso)	
<b>O + P</b>	Viso-Startseite öffnen	
<b>O + C</b>	Öffnen Sie die MyNoldus-Anmeldewebseite	

L – verfügbar für Benutzer mit einer Rolle, die die Aktion zulässt.

Wenn Sie das Menü öffnen, werden die Tastenkombinationen als Unterstriche für jeden Menüpunkt angezeigt.

---

Revision #44

Created 20 July 2024 11:41:23 by Leanne Loijens

Updated 25 July 2024 16:46:50